M1 SELECT Needling Derma Roller 0.5 mm - Informativni list

M1 SELECT Needling Derma Roller 0.5 mm je visokokakovosten kozmeticni pripomocek, namenjen izboljsanju regeneracije koze in povecanju absorpcije negovalnih izdelkov. Izdelek vsebuje 540 ultra-tankih titanovih iglic, ki prodrejo v zgornjo plast koze in spodbujajo proizvodnjo kolagena.

Glavne lastnosti:

- ✔ Spodbuja naravno regeneracijo koze.
- ✔ Izboljsuje absorpcijo serumov in krem.
- ✔ Pomaga zmanjsati videz drobnih linij, brazgotin in pigmentnih madezev.
- ✔ 540 ultra-tankih medicinskih titanovih iglic.
- ✔ Sterilno zapakiran za higienicno uporabo.

Navodila za uporabo:

1. Temeljito ocistite obraz in razkuzite derma roller.
2. Nezno valjajte po obrazu v vseh smereh (vodoravno, navpicno, diagonalno).
3. Po uporabi nanesite negovalni serum ali vlazilno kremo.
4. Priporocena uporaba: 1-2 krat tedensko, zvecer.
5. Po uporabi derma roller temeljito ocistite in shranite na suho mesto.

Varnostna opozorila:

- ✔ Derma rollerja ne uporabljajte na odprtih ranah ali vneti kozi.
- ✔ Ne delite svojega derma rollerja z drugimi osebami.
- ✔ Ce se pojavijo drazzenje ali rdecica, prenehajte z uporabo.
- ✔ Shranjujte izven dosega otrok.